

## **ONDAL Deckenarm AC 2000, ONDAL Deckenbefestigung für AC 2000 (unterschiedliche Längen erhältlich)**

Deckenarm und Deckenbefestigung AC2000 passend für

HEUSER Infrarotstrahler IRS

HEUSER Infrarotstrahler IRS2

HEUSER Rotlichtstrahler TGS 3.2 / 4.2 / 6.2

BELA Rotlichtstrahler RLJ (Junior)

BELA Rotlichtstrahler RL (6 Lampen)

BELA Rotlichtstrahler RLE (Exclusiv)



Abbildung zeigt: Deckenbefestigung komplett mit Deckenarm AC2000

Eine Montage des Deckenarms ohne zugehörige Deckenbefestigung ist nicht möglich.

Die Deckenbefestigung ist in folgenden Längen erhältlich:

255 mm

300 mm


350 mm

550 mm

850 mm

⇒ Technische Daten und Skizze auf Seite 2

## 16.1 Deckenversion ACROBAT 2000 – DB 2001 - Einarmig



**Maße für den Deckenarm AC 2000 (und Deckenbefestigung) mit 1550 mm Aktionsradius**

### Technische Daten

Deckenhöhe min / max: 250 cm / 344 cm (je nach Länge der Befestigung)

Aktionsradius: ca. 155 cm

Neigung des Federarms 40 ° positiv / 50° negativ einstellbar

Medizinprodukt Klassifikation I gem. MDD 93/42/EWG, 2007

Schutzklasse nach EN 60601-1: Schutzklasse I ; IP-Klassifizierung nach IEC 60529: IP 20

Vorgesehen für Endgeräte (Rotlichtstrahler ) mit einem Gewicht zwischen 8 – 13 kg

Weitere Montagehinweise entnehmen Sie bitte der ausführlichen, den Geräten beiliegenden  
Gebrauchs- und Montageanleitungen.

Stand dieser Informationen: 01/2019