



Infrarotstrahler TGS

Medizinprodukt der Klasse IIa -
CE0044



Zweckbestimmung

Behandlung von Patienten mit Infrarotstrahlung in der Physiotherapie

Ausstattung

- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-/Stahlblech
- Farbe weiß
- Stangengriffe wahlweise rot, blau, grün, gelb, schwarz
- elektronische Kurzzeitschaltuhr, max. Behandlungszeit 60 min.
- TGS 6.2: 6 Infrarot-Leuchtmittel à 150 W
- TGS 4.2: 4 Infrarot-Leuchtmittel à 150 W
- TGS 3.2: 3 Infrarot-Leuchtmittel à 150 W
- therapeutische Leuchtmittel Philips Infrared PAR 38, 150 W
- jedes Leuchtmittel einzeln schaltbar
- Schutzgitter gegen Verbrennungsgefahr
- Hauptschalter mit Kontrollleuchte
- passend für das fahrbare Stativ SST / SSU / SSV
- passend für den Wandarm HWA
- kompatibel zu den Tragsystemen ACROBAT 2000 der Firma Ondal
- Medizinprodukt Klasse II a – CE0044

Optionales Zubehör

- Elektronischer Dimmer



Technische Daten

Gerät Art. Nr.	Anzahl Leuchtmittel	Heiz- leistung	Außenmaße mm L x T x H	Ausstattung
TGS 3.2 0073.010	3	450 W	710 x 330 x 160	Lampen einzeln schaltbar, farbige Griffstangen, Berührungsschutzgitter
TGS 3.2 mit Dimmer 0073.011	3	450 W	710 x 330 x 160	Elektronischer Dimmer, Lampen einzeln schaltbar, farbige Griffstangen, Berührungsschutzgitter
TGS 4.2 0074.010	4	600 W	506 x 490 x 160	Lampen einzeln schaltbar, farbige Griffstangen, Berührungsschutzgitter
TGS 4.2 mit Dimmer 0074.011	4	600 W	506 x 490 x 160	Elektronischer Dimmer, Lampen einzeln schaltbar, farbige Griffstangen, Berührungsschutzgitter
TGS 6.2 0075.010	6	900 W	710 x 490 x 160	Lampen einzeln schaltbar, farbige Griffstangen, Berührungsschutzgitter
TGS 6.2 mit Dimmer 0075.011	6	900 W	710 x 490 x 160	Elektronischer Dimmer, Lampen einzeln schaltbar, farbige Griffstangen, Berührungsschutzgitter

Alle Infrarotstrahler sind mit einer Kupplung zur Befestigung an folgenden Tragsystemen ausgestattet:

Tragsystem	Hersteller
Strahlerstativ SST / SSU / SSV	Heuser Apparatebau GmbH
Wandarm HWA	Heuser Apparatebau GmbH
Deckenarm AC2000	Ondal Medical Systems GmbH

Die Griffstangen sind standardmäßig in folgenden Farben erhältlich: rot, blau, gelb, grün, schwarz (andere RAL-Farben gegen Aufpreis).