

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	99,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	480
Breite:	420
Tiefe:	420
Gewicht:	3,4
Sitzhöhe:	470
Sitzbreite:	420
Sitztiefe:	420
Belastbarkeit:	200

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2018

Merkmale:

- ergonomisch geformte Sitzfläche mit zentraler Pflegeöffnung
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 200 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- garantiert nicht rostend
- mögliche Zusatzoption: Polsterauflage aus PUR-Schaum (PA) zum Verschließen der Pflegeöffnung