


Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	302,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	500
Breite:	400
Tiefe:	400
Gewicht:	6,7
Sitzhöhe:	500
Sitzbreite:	400
Sitztiefe:	400
Belastbarkeit:	300

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 02.01.2018

Merkmale:

- Vollkunststoff-Sitzplatte mit Wasserablauföffnungen
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 300 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- garantiert nicht rostend