

**MOBIL. FLEXIBEL.
MITTEN IM LEBEN.**



MovingStar

ALLE VORTEILE IM ÜBERBLICK

**Leichter, faltbarer Elektrorollstuhl,
Rollator und Schiebehilfe in einem.**



- Komfortable Joysticksteuerung
- Leistungsstarker Antrieb
- Sicheres Handling durch zwei manuelle Bremsen
- Platzsparend zusammenklappbar
- Hohe Reichweite dank starkem Akku
- Hochwertige und große Bereifung
- Verstellbare Rücken- und Armlehnen
- Stabile Konstruktion
- Sehr wendig (Wendekreis 95 cm)
- Sicherheitsgurt inklusive



AllinOne

**KOSTENFREI
VORORT
TESTEN!**

**Leichter, faltbarer
Elektrorollstuhl, Rollator
und Schiebehilfe in einem.**

moving-star.de

www.moving-star.de

**Jetzt anrufen,
und Termin vereinbaren!**

0800 0 99 66 55

(kostenfrei)

MovingStar

Hersteller

Schmidt Handels GmbH
Altendorfer Str. 526 | 45355 Essen

www.moving-star.de

AllinOne

Der neue MovingStar All in One ist mit 18,6 kg ein besonders leichter Elektrorollstuhl und gleichzeitig ein wendiger Rollator. Sie haben also die Wahl und können den MovingStar All in One als Gehhilfe oder bequemen Elektrorollstuhl nutzen. Sie können ihn auch als bequeme Schiebehilfe einsetzen.

Starke Technik für Ihre flexible Mobilität

Wenn Sie den **MovingStar All in One als Elektrorollstuhl** nutzen, können Sie die Hinterräder mit einer Feststellbremse fixieren oder den Rollator mit den beiden Handbremsen an den Handgriffen abbremsen. Die Vorder- und Hinterräder aus Vollgummi haben einen Durchmesser von jeweils 20 cm und ein rutschfestes Profil, mit dem Sie auch bei Regen oder Schnee sicher unterwegs sind.

Nutzen Sie den **MovingStar AllinOne als Rollator**, bestimmen Sie das Tempo mit Ihrer Schrittgeschwindigkeit. Auch das Rückwärtsfahren wird vom Motor unterstützt. Wenn Sie erschöpft sind oder eine Pause brauchen, machen Sie es sich einfach auf der 30 x 45 cm großen Sitzfläche bequem und fahren Sie ganz entspannt weiter.

Als Schiebehilfe eingesetzt, ermöglicht er Ihnen oder Ihrem Begleiter ein komfortables und leichtes Vorankommen auch an einer Steigung. Bergab bremst der AllinOne die Geschwindigkeit und erhöht dadurch die Sicherheit und den Komfort. Mit bis zu 6 km/h Fahrgeschwindigkeit sind Sie immer mobil und komfortabel unterwegs.

MovingStar AllinOne



UVP
2.490 €



Der AllinOne wird aus besonders stabilen und langlebigen Aluminium gefertigt. Zwei leistungsstarke und leise Elektromotoren mit jeweils 250 W Leistung ermöglichen es, mit dem Elektrorollstuhl bis zu 20 km Fahrstrecke zurückzulegen.

Dank dem geringen Gewicht und einem kompakten Falmaß ist der MovingStar All in One ein idealer Begleiter im Alltag und im Urlaub.



Der Elektrorollstuhl wird mit einem Joystick gesteuert, der wahlweise an der linken oder rechten Armlehne angebracht werden kann.



- ★ Bedienung per Joystick (beidseitig montierbar)
- ★ 18,6 kg bei einer Tragfähigkeit von 100 kg
- ★ 2 leistungsstarke Motoren je 250 Watt
- ★ Starker Akku mit bis zu 20 km Reichweite
- ★ Grosse Sitzfläche und viel Stauraum
- ★ Armlehnen klappbar für leichteren Einstieg
- ★ Zwei Hand- und Feststellbremsen
- ★ Steigungen bis 15° möglich
- ★ Exakte Geschwindigkeitsregulierung
- ★ Geschwindigkeit bis zu 6 km/h