

**NEU!**

## Der Rollstuhl M45 Air

Der Rollstuhl M45 Air ist eine neue Rollstuhl-Generation mit wendigem Mittelantrieb und dem stylistischen und perfekten elektrischen Hebesystem.

56 cm breit  
incl.  
Armlehnen

Kleiner  
Wende-  
kreis



25,4 cm  
Höhenverstellung  
in 11  
Sekunden



Stahl Blau

Silber

Weiß

Schwarz

Bordeaux

Gelb

Pink

Anthrazit

# Der Scooter M45 Air

## Technische Daten



### Abmessungen

Länge	1067 mm
Breite	590 mm
Höhe	780/1300 mm
Bodenfreiheit	45 mm
Wenderadius	528 mm
Radgrößen vorne/hinten	152 mm
Radgrößen/ mitte	254 mm

### Leistung

Motorleistung	2 x 300 Watt
Geschwindigkeit	5,95 km/h
Maximale Reichweite	24 km
Maximale Steigung	12%
Batterie	2 x 40 Ah oder 2 x 80 Ah
Ladegerät	4 Ah

### Bremsen

intelligente magnetische Parkbremse

### Fahrgestell

Anzahl der Räder	6
Gesamtgewicht inkl. Batterien	95 kg
Maximale Zuladung	136 kg

### Serienausstattung

1. Höhenverstellbarer und faltbarer Sitz mit Armlehnen
2. Einhandbedienung mit Batteriestandsanzeige; wahlweise rechts oder links montierbar
3. Vollgummiräder
4. Kippschutz
5. Klappbare Fußstütze

Die angegebenen Fahrleistungen sind ca.-Werte, die sich auf eine Umgebungstemperatur von +20°C ohne Gegenwind, eine ebene Strecke mit glatter und fester Fahrbahn, einem den Vorgaben entsprechenden Reifendruck und einer Zuladung von 75 kg beziehen. Für die Einhaltung der Reichweite ist der Einsatz zusätzlicher Stromverbraucher und die Fahrweise von erheblichem Einfluss. Licht, Blinker und Hupe reduzieren die Reichweite genauso wie häufiges Beschleunigen und Abbremsen.

Die angegebenen maximale Steigung kann sich in Abhängigkeit von dem Fahrergewicht, der Zuladung und dem ggf. montierten Zubehör verringern.

Ihr Mobilis Fachhändler

**mobilis**<sup>®</sup>  
aktiv im Leben

Mobilis GmbH | Daimlerstraße 6 | 32130 Enger  
Telefon (05224) 93740-0 | Telefax (05224) 93740-20  
info@mobilisgmbh.de | www.mobilisgmbh.de