

Wasserbad WB6-50/4

Artikelnummer: 0042.010

Medizinprodukt: Klasse I
Zweckbestimmung: Erwärmung und Warmhaltung von Wärmeträgern in der Physiotherapie



Durch den Einsatz eines Wasserbads erhitzen Sie Ihre Wärmeträger schonend und haben diese immer mit der eingestellten, gewünschten Temperatur griffbereit.

Das HEUSER Wasserbad WB6-50/4 eignet sich zur Erwärmung von 8 Wärmeträgern (Größe 1). Die Temperatureinstellung erfolgt mittels elektronischer Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige. Die Temperaturerfassung erfolgt direkt im Wasser. Die großflächige Silikonheizmatte sorgt für eine gleichmäßige und schnelle Erhitzung. Die energiesparende Isolierung des Gehäuses hilft gegen Wärmeverluste. Der Deckel ist ebenfalls isoliert. Die Hubhilfe des Deckels hilft Ihnen beim einfachen Öffnen des Wasserbads.

Maße und technische Daten

Außenmaße:	675 x 470 x 385 mm (LxTxH)
Innenmaße:	590 x 400 x 200 mm (LxTxH)
Nennvolumen (Liter):	50 Liter
Zur Erhitzung/Warmhaltung von:	8 Wärmeträger (Größe 1)
Ausstattung:	Herausnehmbarer Einlegerost mit 3 Registerbügeln
Material des Einlegerosts:	Edelstahl
Heizleistung:	1500 Watt
Temperatureinstellung:	elektronische Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige
Wasserablauf:	Frontseitig angebrachter, verchromter Kugelhahn

Energiesparende Isolierung des Gehäuses; isolierter Doppeldeckel mit Hubhilfe

Mit Betriebskontrolleuchte und Heizungskontrolleuchte an der Frontseite

Die **Farbe der Griffstange** zur Betätigung des Deckels ist wählbar aus den Farben **schwarz, rot, blau, grün, gelb**

Hergestellt in Deutschland

Stand: Januar 2019