



Universeller WC-Aufsatz mit Wascheinrichtung

- Vollausgestatteter WC-Aufsatz mit Wascheinrichtung
- Temperierbarer Wasserstrahl für die sanfte und gründliche Reinigung
- Regulierbare Warmlufttrocknung
- Beheizte Sitzbrille für angenehme Sitztemperatur
- Halterung mit Einrastfunktion ermöglicht schnelle Montage und Demontage
- Selbstreinigungsfunktion vor und nach jedem Spülvorgang
- Belastbarkeit bis 125 kg

Montage

- Für den Betrieb sind ein Kaltwasseranschluss und eine Steckdose erforderlich
- Lochabstand für die Montage: 125 - 160 mm
- Mit Adapterplatte (ohne Abb.) für einen Lochabstand vom 170 - 310 mm



Fernbedienung



Bedienung ebenfalls über Tastenleiste direkt am WC-Aufsatz möglich



Beheizte Sitzbrille



LED - Nachtlicht



Ladydusche



Adapterplatte

Technische Daten

Bestellnummern	Pure Bidet
WC-Aufsatz mit Wascheinrichtung	1590624
Hilfsmittelverzeichnisnummern	33.40.05.0019
Weiteres	
Gewicht	3,9 kg
Belastbarkeit	125 kg
Energieversorgung	AC230-240 V, 50/60 Hz
Max. Energieverbrauch	1125 - 2053 W
Länge Netzkabel	1,4 m
Wasserflussrate bei Reinigungsfunktion	0,7l/min.
Wasserflussrate bei Bidetfunktion	0,85l/min.
Farbe	weiß