

Neue ab 2016

ATHLON SL

Super-Leichtgewicht
Carbon Rollator

Ab 5 Kg

- eine leichte Wahl

CARBON-TECHNOLOGIE

Athlon SL – Rollatoren aus Carbon betonen die Eleganz und Leistung der Rollatoren-Serie von Rehasense. Mit seinem niedrigen Gewicht kann Athlon SL durch die Benutzer bis max. 150 kg gebraucht werden.

10 Jahre Garantie ✓





ATHLON SL

HÖHENVERSTELLBAR

Athlon Schiebegriffe sind höhenverstellbar in 10 Positionen, von 74 cm bis 102 cm. Benutzerkomfort wird durch drei unterschiedliche Sitzhöhen garantiert – 62, 55 und 50 cm – sowie durch optimales Rahmendesign und ergonomische Schiebegriffe.

STABIL UND BESTÄNDIG

Der Rahmen und Sitz wurden getestet und für maximales Benutzergewicht von 150 kg zugelassen. Leichte und zuverlässige Bremsen mit bruchfesten Rädern, mit TPE bedeckt, sorgen für Stabilität und Sicherheitsgefühl beim Gehen.

KLAPPBAR UND EINFACH ZU TRAGEN

Athlon ist einfach zusammenzuklappen und bleibt in geklappter Position dank dem einfachen Verschlusssystem. Ergonomisches Design der Griffe sichert einfachen Transport von Athlon, wenn es nötig ist.

ZUBEHÖR

Athlon kann mit einer reichen Auswahl an Rehasense-Zubehör ausgestattet werden.



Stufenlos höhenverstellbare Griffe und feststellbare Handbremse.



Sitzhöhe: 62, 55 und 50 cm.



Wartungsfreie Bremsen und TPE-beschichtete bruchfeste Räder.



Einzigartige dreieckige Carbon-Profile garantieren Beständigkeit bis zu 150 kg.



Bleibt fest geschlossen dank dem Verschluss und ist dank einem Druckknopf einfach zu öffnen.



Praktische Einkaufstasche, die einfach zu entnehmen ist, dank leicht anwendbaren Klipsen mit speziellem Design.

TECHNISCHE DATEN

Max. Benutzergewicht: 150 kg

Bestellnummer:

Klein/Sitzhöhe 50 cm: CRBKS500

Mittel/Sitzhöhe 55 cm: CRBKM550

Groß/Sitzhöhe 60 cm: CRBKL600

Größe:

(Breite x Tiefe x Höhe)

Klein: 61 x 68 x 63–79 cm

Mittel: 61 x 68 x 66–86 cm

Groß: 61 x 68 x 74–102 cm

Sitzbreite: 46 cm

Größe zum Transport, wenn zusammengeklappt

(Tiefe x Höhe x Breite):

Klein: 68 x 72 x 22,5 cm

Mittel: 68 x 74 x 22,5 cm

Groß: 68 x 79 x 22,5 cm

Gewicht:

Klein: 5 kg (+ Tasche 340g)

Mittel: 5,1 kg (+ Tasche 370g)

Groß: 5,2 kg (+ Tasche 370g)

Einkaufstasche Maße:

(Breite x Tiefe x Höhe)

32 x 15 x 28 cm

Füllgewicht: 5 kg.

Farbe: Schwarz carbon



Ihr Händler:

