


# Wasserbad WB4-30/4

Artikelnummer: 0040.010

**Medizinprodukt:** Klasse I  
**Zweckbestimmung:** Erwärmung und Warmhaltung von Wärmeträgern in der Physiotherapie



Das HEUSER Wasserbad WB4-30/4 eignet sich zur Erwärmung von 5 Wärmeträgern (Größe 1). Die Temperatureinstellung erfolgt mittels Thermostatrad im Bereich von 30 – 85 °C. Durch die großflächige Silikonheizmatte erfolgt die Erhitzung gleichmäßig und schnell. Die energiesparende Isolierung des Gehäuses hilft gegen Wärmeverluste. Durch den Einsatz eines Wasserbads erhitzen Sie Ihre Wärmeträger schonend und haben diese immer mit der eingestellten, gewünschten Temperatur griffbereit.

## Maße und technische Daten

<b>Außenmaße:</b>	575 x 365 x 370 mm (LxTxH)
<b>Innenmaße:</b>	500 x 300 x 200 mm (LxTxH)
<b>Nennvolumenn (Liter):</b>	30 Liter
<b>Zur Erhitzung/Warmhaltung von:</b>	5 Wärmeträger (Größe 1)
<b>Ausstattung:</b>	Herausnehmbarer Einlegerost, Ablaufhahn
<b>Material des Einlegerosts:</b>	Edelstahl
<b>Heizleistung:</b>	900 Watt
<b>Temperatureinstellung:</b>	Thermostatische Temperaturregelung per Thermostatrad
<b>Wasserablauf:</b>	Frontseitig

Mit Betriebskontrolleuchte und Heizungskontrolleuchte an der Frontseite

Die **Farbe der Griffstange** zur Betätigung des Deckels ist wählbar aus den Farben **schwarz, rot, blau, grün, gelb**

Hergestellt in Deutschland

**Stand: Januar 2019**