

Wasserbad WB16-130/4

Artikelnummer: 0046.010

Medizinprodukt: Klasse I
Zweckbestimmung: Erwärmung und Warmhaltung von Wärmeträgern in der Physiotherapie



Bild: WB 16-130/4 mit Griffstange in Farbe rot und geöffnetem Deckel, ohne Wasser

Durch den Einsatz dieses Wasserbads erhitzen Sie eine größere Menge an Wärmeträgern schonend und halten diese immer auf der eingestellten, gewünschten Temperatur griffbereit.

Das HEUSER Wasserbad WB16-130/4 ist für den Betrieb in mittleren und größeren Einrichtungen und Physiotherapiepraxen zu empfehlen. Hier haben Sie Platz zur Erwärmung und Vorhaltung von 18 Wärmeträgern (Größe 1). Die 7 herausnehmbaren Registerbügel unterteilen das Wasserbad übersichtlich und unterstützen Sie bei der übersichtlichen Lagerung und Bereithaltung Ihrer Wärmeträger.

Die exakte Temperatureinstellung erfolgt mittels elektronischer Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige. Die Erfassung der Temperatur erfolgt direkt im Wasser.

Für eine gleichmäßige und schnelle Erhitzung sorgt die großflächige Silikonheizmatte.

Das selbsttragende Außengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl ist robust und langlebig und sieht auch nach jahrelangem Gebrauch hochwertig aus. Der Wasserablauf erfolgt frontseitig mittels des verchromten Kugelhahns

Energiesparender Betrieb: Das Gehäuse und der Deckel sind isoliert zum Schutz vor Wärmeverlusten.

Praktisch: Die Hubhilfe hilft Ihnen beim einfachen Öffnen des Wasserbads.

Maße und technische Daten

Außenmaße:	775 x 490 x 515 mm (LxTxH)
Innenmaße:	695 x 420 x 340 mm (LxTxH)
Nennvolumen (Liter):	100 Liter
Zur Erhitzung/Warmhaltung von:	18 Wärmeträger (Größe 1)
Ausstattung:	Herausnehmbarer Einlegerost mit 7 Registerbügeln
Material des Einlegerosts:	Edelstahl
Heizleistung:	1500 Watt
Temperatureinstellung:	elektronische Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige
Wasserablauf:	Frontseitig angebrachter, verchromter Kugelhahn

Energiesparende Isolierung des Gehäuses; isolierter Doppeldeckel mit Hubhilfe

Mit Betriebskontrolleuchte und Heizungskontrolleuchte an der Frontseite

Die **Farbe der Griffstange** zur Betätigung des Deckels ist wählbar aus den Farben **schwarz, rot, blau, grün, gelb**

Hergestellt in Deutschland

Stand: Januar 2019