

# MovingStar 501

Jetzt Zuschuss  
durch Ihre  
Krankenkasse  
möglich.\*



\* Hilfsmittelnummer:  
18.46.06.0002

# Alle Vorteile im Überblick

- Leichtes faltbares Elektromobil
- Leistungsstarker Antrieb
- Hohe Reichweite
- Erlaubt in öffentlichen Verkehrsmitteln
- Austauschbarer Lithium-Akku
- Bequeme Armlehnen
- Hochwertige Bereifung und extra große Hinterräder
- Abnehmbares Sitzpolster zur einfachen Reinigung
- Akku IATA-geprüft, für die Mitnahme im Flugzeug geeignet
- Anti-Kipp-Räder
- Weiteres Zubehör im Onlineshop

## Das faltbare Elektromobil – nicht nur für die Reise

Technische Daten: MovingStar 501

<b>B/H/L</b>	62 × 95 × 107 cm
<b>Maße geklappt</b>	62 × 40 × 86 cm
<b>Sitz B/T</b>	43 × 42 cm
<b>Maß zwischen den Armlehnen</b>	48 cm
<b>Höhe Rückenlehne</b>	50 cm
<b>Farben</b>	●
<b>Gewicht</b>	27 kg (ohne Batterie)
<b>Max. Benutzergewicht</b>	150 kg
<b>Wenderadius</b>	96 cm
<b>Reichweite</b>	bis zu 15 km
<b>Steigung</b>	12 %
<b>Motor</b>	24 V, 180 W
<b>Batterie</b>	2 Batterien je 24 V, je 12 Ah, Lithium-Ionen
<b>Besonderheiten</b>	<b>Bedienung per Joystick</b> <b>Seitlicher Einstieg</b> <b>Fußstütze seitlich klappbar</b> <b>Federung</b> <b>Akkus mit externer Lademöglichkeit</b>

