

# Relax

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Das kombinierbare  
Seniorenbett

# Seniorenbett Relax - Das kombinierbare Wunsch-Seniorenbett

## Ihre Vorteile

### Funktionsfähigkeit

Es besteht die Möglichkeit, aus verschiedenen Komponenten ein voll funktionsfähiges Seniorenbett zusammenzustellen. Das Seniorenbett „Relax“ ist in den Größen 90 x 200 cm, 100 x 200 cm, 120 x 200 cm sowie 120 x 220 cm erhältlich. Darüber hinaus stehen 4 verschiedene Dekore und 3 verschiedene Lattenroste zur Auswahl: manuell verstellbar, elektrisch verstellbar und der höhenverstellbare Betteinsatz „Lippe IV“. Für die 120 cm breiten Modelle steht nur der Betteinsatz „Lippe 120“ zur Verfügung. Hier können optional bodentiefe Bettseiten geliefert werden, durch sie wird das Untergestell des Einlegerahmens vollständig verdeckt.

### Komfortabel und seniorengerecht

Die Einstiegshöhe von 45 cm erleichtert den Ein- und Ausstieg.

### Zubehör

Für das Seniorenbett „Relax“ steht ein umfangreiches Sortiment an Zubehör zur Auswahl.

Doppelbett „Relax“ mit  
höhenverstellbarem  
Betteinsatz „Lippe IV“

## Details



Einzelbett „Relax“  
mit Lattenrost,  
Rücken- und  
Beinlehne manuell  
verstellbar




Einzelbett „Relax“  
mit Motorrahmen,  
Rücken- und  
Beinlehne elektro-  
motorisch verstellbar



Einzelbett „Relax“ mit  
höhenverstellbarem Bettein-  
satz „Lippe“ und bodentie-  
fen Bettseiten, Rücken- und  
Beinlehne sowie Liegehöhe  
elektromotorisch verstellbar



2 Einzelbetten als  
Doppelbett  
zusammengestellt,  
Mittelspalt durch  
Holzabdeckung  
verkleidet



Auflageleisten  
für Lattenrost in  
4 Stufen (à 2 cm)  
höhenverstellbar.  
Niedrigster Punkt  
26 cm



Holzrahmen Buche  
massiv, Füllungen  
und Bettseiten in  
Buche Dekor



Holzrahmen Buche  
massiv, Füllungen  
und Bettseiten in  
Ahorn Dekor



Holzrahmen Buche  
massiv, Füllungen  
und Bettseiten in  
Havanna Dekor



Holzrahmen  
Buche massiv,  
Füllungen und  
Bettseiten in  
Bella Noce Dekor

# Seniorenbett Relax

## Ausführung

- Stollenfüße der Kopf- und Fußteile sowie Griffleiste im Fußteil in Buche massiv ausgeführt
- Füllungen und Bettseiten in Dekor-Optik (4 verschiedene Dekore nach Wahl)
- Einstiegshöhe: 45 cm (gemessen von der Oberkante Bettseite zum Fußboden)
- Einstiegshöhe lässt sich durch die höhenverstellbaren Auflageleisten für den Lattenrost individuell einstellen



Technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2015. Version 4. Artikel-Nr. 600197.

## Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Aufstehhilfe in Kombination mit Lippe IV (Lippe 120 Abb. ähnlich)



Seitensicherung aufsteckbar in Kombination mit Lippe IV



adaptierbare Seitensicherung in Kombination mit Lippe IV



Aufrichter mit Triangelgriff in Kombination mit Lippe IV



Holz-Abdeckung (Buche Dekor) zur Verkleidung des Mittelspaltes bei Nutzung als Doppelbett



Lattenrost, Rücken- und Beinlehne manuell verstellbar (90 x 200 cm und 100 x 200 cm)



Motorrahmen, Rücken- und Beinlehne elektromotorisch verstellbar (90 x 200 cm und 100 x 200 cm)



Höhenverstellbarer Betteinsatz Lippe IV, Rücken- und Beinlehne sowie Liegehöhe elektrisch verstellbar

## Bestellnummern und Außenmaße

	90 x 200 cm (Liegeflächenmaß)	100 x 200 cm (Liegeflächenmaß)	120 x 200 cm (Liegeflächenmaß)	120 x 220 cm (Liegeflächenmaß)
	100 x 209 cm (Außenmaß)	110 x 209 cm (Außenmaß)	130 x 209 cm (Außenmaß)	130 x 229 cm (Außenmaß)
	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
Dekor Buche	53.5311.92	53.5311.12	53.5311.22	53.5311.23
Dekor Königsahorn	53.5184.92	53.5184.12	53.5184.22	53.5184.23
Dekor Kirsche Havanna	53.5681.92	53.5681.12	53.5681.22	53.5681.23
Dekor Bella Noce Schoko	53.4889.92	53.4889.12	53.4889.22	53.4889.23

### Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
 Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
 Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
 E-Mail: info@burmeier.com  
 www.burmeier.com

