

Wasserbad WB8-90/4

Artikelnummer: 0043.010

Medizinprodukt: Klasse I
Zweckbestimmung: Erwärmung und Warmhaltung von Wärmeträgern in der Physiotherapie



Durch den Einsatz dieses Wasserbads erhitzen Sie eine größere Menge an Wärmeträgern schonend und halten diese immer auf der eingestellten, gewünschten Temperatur griffbereit.

Das HEUSER Wasserbad WB8-90/4 ist für den Betrieb in mittelgroßen Praxen zu empfehlen und bietet Ihnen Platz zur Erwärmung und Vorhaltung von 12 Wärmeträgern (Größe 1). Die 4 Registerbügel unterstützen Sie zur effizienten Lagerung und Bereithaltung Ihrer Wärmeträger. Die Temperatureinstellung erfolgt mittels elektronischer Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige. Die Erfassung der Temperatur erfolgt direkt im Wasser. Die großflächige Silikonheizmatte sorgt für eine gleichmäßige und schnelle Erhitzung. Das Gehäuse ist energiesparend isoliert zum Schutz vor Wärmeverlusten. Der Deckel ist ebenfalls isoliert. Die Hubhilfe hilft Ihnen beim einfachen Öffnen des Wasserbads. Das selbsttragende Außengehäuse ist aus mustergewalztem Edelstahl

Maße und technische Daten

Außenmaße:	725 x 470 x 490 mm (LxTxH)
Innenmaße:	645 x 400 x 320 mm (LxTxH)
Nennvolumen (Liter):	80 Liter
Zur Erhitzung/Warmhaltung von:	12 Wärmeträger (Größe 1)
Ausstattung:	Herausnehmbarer Einlegerost mit 4 Registerbügeln
Material des Einlegerosts:	Edelstahl
Heizleistung:	1500 Watt
Temperatureinstellung:	elektronische Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige
Wasserablauf:	Frontseitig angebrachter, verchromter Kugelhahn

Energiesparende Isolierung des Gehäuses; isolierter Doppeldeckel mit Hubhilfe

Mit Betriebskontrolleuchte und Heizungskontrolleuchte an der Frontseite

Die **Farbe der Griffstange** zur Betätigung des Deckels ist wählbar aus den Farben **schwarz, rot, blau, grün, gelb**

Hergestellt in Deutschland

Stand: Januar 2019