



# Eleva

Artikel-Nr.: REHA-5001

## REHASHOP Aufstehsessel Eleva: Clevere Alltagshilfe für Best Ager

Für alle, die einen besonders preiswerten Pflegesessel mit Aufstehhilfe suchen, bietet sich der REHASHOP Eleva an. Dieser schlichte Aufstehsessel ist einfach verarbeitet, bietet mit seiner 1-Motor-Technologie aber alle relevanten Funktionen. Gerade für Menschen fortgeschrittenen Alters ist ein Pflegesessel mit Aufstehhilfe eine enorme Hilfe im Alltag, denn dieser unterstützt Sie zuverlässig beim Aufstehen ohne eigenen Kraftaufwand. Neben dem praktischen Nutzen beim Erheben oder Niederlassen, bietet Ihnen der Sessel natürlich auch angenehmen Sitzkomfort. Bei abgesenkter Rückenlehne und erhöh-

tem Beinteil nehmen Sie eine entspannte Position ein, in der sich bestens Fernsehen, Lesen oder auch Schlafen lässt. Die Verstellung des Aufstehsessels funktioniert elektrisch über einen einfachen 2-Tasten-Handschalter – entsprechend nutzerfreundlich ist die Bedienung. Eine Taste bringt den Sessel langsam und sicher in die Aufstehposition, die andere dient zur Ansteuerung der Relaxposition. Anders als bei bimotorigen Modellen erfolgt die Anpassung von Rückenlehne und Beinstütze bei diesem Pflegesessel gemeinsam in einem Bewegungsablauf.

### Technische Daten

#### Allgemein

Optik:	klassisch
Bezugsfarbe:	Beige oder Braun
Bezugsmaterial:	Stoff
Empfohlene Körpergröße:	160 – 185 cm
Anzahl der Motoren:	1 Motor

#### Gewicht

Belastbarkeit:	100 kg
----------------	--------

#### Verstellmöglichkeiten

Aufstehfunktion, Liege-, Relax-, Sitz-Position

#### Abmessungen

Gesamthöhe:	105 cm
Gesamtlänge:	51 cm
Gesamtlänge in Liegeposition:	152 cm
Gesamtbreite:	66 cm

#### Sitzabmessungen

Sitzhöhe:	50 cm
Sitztiefe:	51 cm
Sitzbreite:	50 cm
Höhe der Rückenlehne ab Sitzfläche:	62 cm

## Kompaktes Maß in zwei Farben

---

Der REHASHOP Pflegesessel für Senioren ist in den Farben Braun oder Beige/Creme (Hellbeige) verfügbar. Er kommt in einem praktischen Microfaser-Stoff daher. Durch die klassischen Farbvarianten und das schlichte Design fügt sich der Sessel Eleva optimal in Ihre vorhandene Wohnzimmereinrichtung ein. Dank der vergleichsweise kompakten Abmessungen von 66 x 73 x 105 cm (B x L x H) findet der Aufstehsessel auch in kleinen Wohnräumen Platz. Die Gesamtlänge in der Liegeposition beträgt 152 cm. Seitlich am Eleva befindet sich außerdem eine Tasche, in der neben dem Bedienschalter auch kleine persönliche Gegenstände in Griffweite untergebracht werden können.



## Verschiedene Lieferarten und Montage

---

Bitte beachten Sie, dass die kostenlose Standardlieferung (3-5 Werktage Lieferzeit) per Spedition nur bis Bordsteinkante erfolgt und Sie den ca. 43 kg schweren Sessel eigenständig an seinen Bestimmungsort befördern sowie aufbauen müssen. Die Sessel von REHASHOP werden im Karton auf einer Einwegpalette versandt. Der Aufbau gestaltet sich jedoch simpel, da lediglich die Basis mit der Rückenlehne verbunden und der Sessel Motor angeschlossen werden muss. Alternativ zur Eigenmontage bieten wir Ihnen gegen Aufpreis eine Premium-Lieferung an, welche die Einbringung, den fachgerechten Aufbau und eine kurze Einweisung beinhaltet. Hier beläuft sich die Lieferzeit jedoch auf 2-3 Wochen.

## Unsere telefonische Fachberatung

---

Sie möchten den Eleva Pflegesessel mit Aufstehhilfe kaufen und haben noch Fragen? Dann rufen Sie uns einfach an. Gerne beraten wir Sie telefonisch oder nehmen Ihre Bestellung unter unserer kostenfreien Servicehotline **0800 888 90 80** entgegen.





## Vorteile



### Besonders preiswert

Praktischer Aufstehsessel mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis.



### Elektrisch verstellbar

Mit elektrischer Aufstehhilfe sowie Verstellung von Rückenlehne und Beinstütze.



### Sitzen, relaxen und liegen

Bringen Sie den Sessel per Bedienschalter in verschiedene bequeme Positionen.



### Kompakte Maße

Auch für Wohnräume mit geringem Platzangebot geeignet.



### Mit Seitentasche

Bietet Stauraum für persönliche Gegenstände und den Bedienschalter.



### In drei Farben erhältlich

Der Sessel ist mit einem Stoffbezug in den Farben Braun oder Beige erhältlich.





## FAQ - Häufig gestellte Fragen

---

### Was ist ein Aufstehsessel?

Bei einem Aufstehsessel handelt es sich um einen Sessel, der über eine spezifische, motorgetriebene Aufstehfunktion verfügt. Diese unterstützt Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit sowie auch Best Ager beim kontrollierten Aufstehen und Hinsetzen.

Neben dieser grundlegenden Funktion lässt sich zudem die Position von Rückenlehne sowie Fußstütze bei zahlreichen Modellen an die persönlichen Vorlieben ihrer Nutzer anpassen. So können die flexiblen Möbel oftmals zusätzlich in eine Relax- sowie Liegeposition gebracht werden. Gesteuert wird die Sitzposition dabei über einen im Lieferumfang enthaltenen Bedienschalter, der direkt am Sessel angebracht ist.

### Warum einen Aufstehsessel kaufen?

Ein Aufstehsessel bietet sich insbesondere dann an, wenn Ihnen das Aufstehen aus eigener Kraft Probleme bereitet und Sie einen großen Wert auf einen hohen Sitzkomfort legen. Neben seinen praktischen Eigenschaften sind die besonderen Sessel zudem in vielseitigen Ausführungen erhältlich, sodass sich die Auswahl optimal an Ihr Wohnumfeld anpassen lässt.

### Welche Aufstehsessel gibt es?

Insbesondere unter den Aufstehsesseln stehen Ihnen zahlreiche Modelle und Ausführungen zur Verfügung. Von ein- bis zweimotorigen Sesseln, über die verschiedenen Bezugsarten, bis hin zu Sondermodellen für besonders große oder auch schwere Personen, erwartet Sie ein breitgefächertes Produktspektrum. Einige Modelle verfügen neben der praktischen Aufstehhilfe zusätzlich über eine komfortable Massage- und Wärmefunktion.

### Worauf muss ich beim Kauf achten?

Achten Sie beim Kauf eines Aufstehsessels neben dessen gewünschten Funktionen unbedingt auch auf die angegebenen Eigenschaften, um das passende Produkt für Ihre Bedürfnisse auszuwählen. Zu den Angaben zählen neben der empfohlenen Körpergröße auch die maximale Belastbarkeit sowie die vollständigen Maße der Alltagshilfen.